

Nazwa sprzętu	Model/producent	Uwagi (do czego służy dany sprzęt, jaki materiał może być analizowany, itp.)	Telefon i mail do kontaktu
7T tomograf rezonansu magnetycznego	Bruker Biospec70/30USR	Główne cechy tomografu rezonansowego Bruker Biospec to: wartość indukcji pola głównego: 7T maksymalny gradient pola cewek gradientowych: 300mT/m pasmo toru nadawczo-odbiorczego: 5-300,3 MHz (pozwala na detekcję: ^1H, ^3He, ^{13}C, ^{15}P, ^{129}Xe) średnica otworu: 310 mm maksymalna średnica do wykorzystania w czasie obrazowania: 154 mm Aparat ten jest przeznaczony do badania zwierząt laboratoryjnych (przede wszystkim myszy i szczurów), ale umożliwia też badanie tkanek ex vivo czy próbek materiałów.	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl
System do anestezji wziewnej	Matrx, system do anestezji izofluranowej	Parownik dostosowany do anestezji gryzoni laboratoryjnych	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl
Mikroskop operacyjny	Zeiss OptiPro	Okulistyczny mikroskop operacyjny	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl
Aparat stereotaktyczny	Stoelting	W pełni skomputeryzowany aparat stereotaktyczny z mikroinjektorem	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl

Aparat do produkcji mikrokapilar szklanych	Sutter Instrument, model P30	Kompaktowy aparat do produkcji mikrokapilar (np. do mikroiniekcji)	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl
System regałów IVC i stacji wymiany klatek	Tecniplast	System regałów IVC jest przeznaczony do aklimatyzacji i utrzymywania zwierząt w trakcie doświadczeń z użyciem tomografu MR. Pokój do aklimatyzacji jest położony w pobliżu tomografu MR i umożliwia wykonywanie doświadczeń w warunkach podwyższonego standardu higienicznego.	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl marlenak@imdik.pan.pl
Aparat do dezynfekcji gazowym nadtleniem wodoru	Diosolgenerator PROTEC Tube, DIOP GmbH	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń do objętości do kubatury 450m3	22 608 66 69 mfiedorowicz@imdik.pan.pl marlenak@imdik.pan.pl